



LICEO CLASSICO "B. SECUSIO"

# osservazione delle cellule del **sangue** al microscopio ottico

POTENZIAMENTO DI BIOLOGIA


**Carla Mistretta**  
1°A Liceo Classico

**Prof.ssa Francesca Navarria**



# MATERIALI E ATTREZZI


- DISINFETTANTE
- COTONE
- PUNGIDITO
- VETRINO PORTAOGGETTI
- VETRINO COPRIOGGETTI
- MICROSCOPIO OTTICO





# PROCEDIMENTO

- Disinfettare con del cotone imbevuto di disinfettante il dito.
- Pungere il dito con l'utilizzo del pungidito.
- Versare qualche goccia di sangue nel vetrino portaoggetti.
- Coprire con un vetrino coprioggetti.
- Osservare al microscopio.



# *Osservazione* AL MICROSCOPIO

**VETRINI OSSERVATI IN LABORATORIO  
DA NOI STUDENTI DELLA 1<sup>°</sup>A**

